


Praktisk bruk:

Når en pasient melder seg for prøvetaking (i skranken eller på telefonen) kan medarbeider gjøre følgende fra «labmodulen» (utenfor journal).

1. Rekvirer «HP Link: Sendeprøve» (analysen vi nå har lagt til med fremgangsmåten over). Dette legger pasienten på dagens liste og utløser takst 701A.
2. For prøvetaker: Høyreklikk på pasientens navn og velg «Åpne i HP Link» for å gå direkte til aktuelle pasient i HP Link.



PS: Merk at det også er mulig for medarbeider å komme direkte til prøvetakingsaktiviteten i HP Link (altså til «forordningsgjennomgang» i HP Link i stedet for «registrer forordning»). Dette kan gjøres under personlige innstillinger i HP Link. Se egen video om dette her: <https://hplink.no/opplaring/>. Videoen heter «Spare klikk, del 1: Angi standardside».